

KATARAKT

Farbstoffe



Capsule Blue Vial 1ml

DTB106V

Vorteile


- Hohe Patienten- und Produktsicherheit
- Zur Kapselfärbung in der Kataraktchirurgie
- Reines Trypanblau / isotonisch gepufferter Träger
- Hervorragender Färbekontrast
- Lieferung in Glas Spritzen / Ampullen
- Lagerung bei Raumtemperatur

Capsule Blue Spritze 1ml

DTB106S

Zusammensetzung / Eigenschaften

0,6 mg/ml Trypanblau
1,9 mg/ml Natriummonohydrogenorthosphat (Na₂HPO₄·2H₂O);
0,3 mg/ml Natriumdihydrogenorthosphat (NaH₂PO₄·2H₂O);
8,2 mg/ml Natriumchlorid (NaCl); und Wasser zur Injektion.
Osmolalität: 270-400 mOsm/kg
pH: 6,5-7,2



Kontakt
aufnehmen

manufactured by
TEKNOMEK

oertli
ophthalmedic[®]

Oertli Ophthalmedic
Deutschland GmbH T +49 89 5500 7333
Otto-Wagner-Strasse 1 F +49 89 5500 7336
82110 Germering www.oertli-ophthalmedic.de

EYE SURGERY ESSENTIALS.