

# AUGENCHIRURGIE

## Balanced Salt Solution



### Balanced Salt Solution

PP-Flasche 10 × 250 ml

Art.-Nr. 1394

PP-Flasche 10 × 500 ml

Art.-Nr. 1395

PP-Flasche 60 × 20 ml

Art.-Nr. 1396

Glasflasche 6 × 500 ml

auf Anfrage möglich

### Vorteile

- Verwendung latex- und weichmacherfreier Verpackungsmaterialien
- Sichere arzneibuchgerechte Sterilisation
- Engmaschige Kontrollen während der Produktion
- Breites Lieferprogramm
- Made in Germany

### Anwendungsbereich

- Irrigation der Vorderkammer während Kataraktoperationen und anderen intraokulären Eingriffen
- Intraoperative Spülung der vorderen Augenkammer bei Vorderkammerblutungen
- Irrigation der Hornhaut während Schieloperationen und anderen extraokulären Eingriffen
- Spülungen der Tränenwege
- Feuchthalten der Hornhaut und der Bindehaut

### Zusammensetzung / Eigenschaften

1 ml Lösung enthält:  
6,40 mg Natriumchlorid  
0,48 mg Calciumchlorid 2 H<sub>2</sub>O  
3,90 mg Natriumacetat 3 H<sub>2</sub>O  
0,75 mg Kaliumchlorid  
0,30 mg Magnesiumchlorid 6 H<sub>2</sub>O  
1,70 mg Natriumcitrat 2 H<sub>2</sub>O



Kontakt  
aufnehmen

manufactured by



**oertli**  
**ophthalmedic**<sup>®</sup>

Oertli Ophthalmedic  
Deutschland GmbH T +49 89 5500 7333  
Otto-Wagner-Strasse 1 F +49 89 5500 7336  
82110 Germering www.oertli-ophthalmedic.de

EYE SURGERY ESSENTIALS.